

Ne pas utiliser :

- Si vous avez une pathologie cardiaque ou une pathologie qui pourrait interférer avec l'utilisation du produit et/ou des symptômes découverts lors d'un examen exploratoire
- Si vous êtes diabétique (avec ou sans utilisation d'insuline) ou si vous êtes en soin pour cette maladie
- Si vous avez un problème de thyroïde (vous pouvez utiliser le produit si vous êtes soigné depuis au moins 6 mois et si votre état est stabilisé)
- Si vous avez un pacemaker
- Si vous êtes (ou pensez être) enceinte ou si vous allaitez
- Si votre peau n'est pas saine ou si vous avez une hypersensibilité cutanée : dermatose, irritation, cicatrice, dermatoheliosis (niveau 3 à 4), zones érythémateuses (couperose, capillaires éclatés, cicatrices inflammatoires, angiomes) acné.
- Si vous avez une peau sensible ou réactive
- Si vous avez subi une intervention chirurgicale dépassant une heure au cours des six derniers mois.
- Si vous avez suivi un traitement à base de DHEA ou à base d'hormones durant les 6 derniers mois